



ORİJİNAL İVOCLAR  
YEDEK PARÇALARI



TEKNİK SERVİS  
& KALİBRASYON



TÜRKİYE GENELİ  
DESTEK

**DENTAL**  
**TEKNİK SERVİS**  
SERDAR AYISIT  
 **0555 274 05 51**



## **Ivoclar ATK2 Kalibrasyon**

Kullandığınız cihaz Ivoclar Programat P510 G2, Ivoclar Programat P710 G2, Ivoclar Programat EP3010 veya Ivoclar Programat EP5010 ise, Ivoclar ATK2 Automatic Temperature Checking Set ile kalibrasyon tamamen otomatik olarak yapılır.

ATK2, iki farklı sıcaklık aralığında aynı anda kalibrasyon yaparak fırının pişirme sıcaklığını hassas şekilde ayarlar.

Not: Eğer cihazınız Programat P300 veya P310 ise ATK2 kullanılmaz. Bu modeller için Temperature Checking Set 2 (gümüş tel kalibrasyon kiti) kullanılır.

## **ATK2 ile kalibrasyon adımları**

### **1. Fırını açın.**

- Fırın yaklaşık 15–20 dakika bekleyerek çalışma sıcaklığına gelsin.
- Pişirme odası temiz olmalıdır.

### **2. ATK2 numunesini hazırlayın.**

- Paketten yeni bir ATK2 numunesi çıkarın.
- Her numune yalnızca bir kez kullanılabilir.

### **3. Numuneyi pişirme tablasının ortasına yerleştirin.**

- Eğik durmamalıdır.
- Seramik taşıyıcı üzerine düzgün oturmalıdır.

### **4. Kalibrasyon menüsüne girin.**

- Settings
- Service
- Temperature Calibration
- ATK2 Calibration

### **5. START'a basın.**

- Fırın kapağı otomatik kapanır.
- Ön ısıtma yapılır (bazı modellerde yaklaşık 962 °C ön ısıtma uygulanır).

### **6. Otomatik ölçüm**

- Fırın iki sıcaklık bölgesinde ölçüm yapar.
- Gerekli düzeltmeleri hafızaya otomatik kaydeder.

### **7. Kalibrasyon tamamlandı**

- Ekranda başarı mesajı görülür.
- Kullanılan ATK2 numunesi atılır.

## Kalibrasyon başarısız olursa

### 1302 Error

- Numune yanlış yerleştirilmiş olabilir.
- Yeni ATK2 numunesi kullanın.
- Numunenin tam merkezde olduğundan emin olun.
- Fırının ön ısıtmayı tamamlamasını bekleyin.

### Kalibrasyon ne zaman yapılmalı?

- Yeni rezistans takıldıktan sonra
- Isı sensörü değiştirildikten sonra
- Pişirim sıcaklıklarında sapma görüldüğünde
- Yaklaşık her 3-6 ayda bir (yoğun kullanımda daha sık)



ORİJİNAL IVOCLAR  
YEDEK PARÇALARI



TEKNİK SERVİS  
& KALİBRASYON



TÜRKİYE GENELİ  
DESTEK

**DENTAL**  
**TEKNİK SERVİS**  
SERDAR AYISIT  
 **0555 274 05 51**

